



Test-Kit Chlorid für niedrigen Messbereich, Modell 8-P

Artikel-Nr.: 144001
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Dieses Kit ermöglicht die schnelle und genaue Bestimmung von Chlorid über Titration mit Silbernitrat.

Kostengünstige und benutzerfreundliche Tropfenzähl-Titration mit Silbernitrat-Titrant

Ideal für die schnelle Bestimmung quantitativer Ergebnisse

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	5
Koffertyp:	B
Messbereich:	5 - 100 mg/L & 20 - 400 mg/L Cl ⁻
Methode:	Tropfenzähl-Titration/ Silbernitrat
Parameter:	Chlorid – als Cl ⁻
Plattform:	Tropfenzähl-Titration
Test-Kit Modell:	8-P