



Test-Kit, 5-EP mg/L Härte

Artikel-Nr.: 145401
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Tropfenzähl-Titration/EDTA-Test-Kit für Gesamthärte mit einem Messbereich von 20 - 400 mg/L; enthält 100 Tests.

Verwendet Tropfenzähl-Titration – eine einfache, wirtschaftliche Titrationsmethode

Das Kit enthält alle benötigten Reagenzien und Apparaturen in einem stabilen Transportkoffer für die Analyse vor Ort.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	20
Koffertyp:	B
Messbereich:	20 - 400 mg/L CaCO ₃
Methode:	Tropfenzähl-Titration/ EDTA-Pulverkissen
Parameter:	Härte, gesamt – als CaCO ₃
Plattform:	Tropfenzähl-Titration
Test-Kit Modell:	5-EP MG-L
Versandgewicht:	1