



Cylinder, Graduated, Double Metric, Low Form, 100 mL

Artikel-Nr.: 2928402

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

These graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down, and two pouring lips Calibrated "to deliver"

Technische Daten

Gehäusematerial:	Polycarbonate
Höhe:	150 mm
Kapazität:	100 mL
Messmethode:	To Deliver
Typ:	Double Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 each
Zertifizierung:	Klasse A