



Be Right™



Flasche, BSB, 300 mL, 6 Stück

Artikel-Nr.: **62106**
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Set mit 6 BSB-Glasflaschen, 300 mL, mit Stopfen. Zur Verwendung mit dem LBOD-Sensor zur Bestimmung des biologischen Sauerstoffbedarfs.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Body Material: | Glass |
| Kapazität: | 300 mL |
| Material: | Borosilikatglas |
| Methode (Nummer): | 8043 |
| Package size UOM: | 6pk |
| Volumen / Packungsgröße: | 6 /Packung |