



Be Right™



Rechteckküvette, 1 Zoll x 1 Zoll, 25 mL, Glas (2 Stück)

Artikel-Nr.:	2095000
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Zubehör für Spektralphotometer / spektrale Messungen von Flüssigkeiten. Geeignet für Photometer DR2010 und DR2000, abgeglichenes Paar.

Technische Daten

Material:	Glas
Optische Weglänge:	1 Zoll rechteckig, 25 mL
Volumen / Packungsgröße:	2 abgeglichenes Paar