



**Be Right™**



## **Rechteckküvette, 1", Glas, 10 und 25 mL, 2 Stück**

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>2665902</b>
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Zubehör für Spektrophotometer / spektrale Messungen von Flüssigkeiten, abgeglichenes Paar.

---

### **Technische Daten**

Material:	Glas
Optische Weglänge:	1 Zoll rechteckig
Volumen / Packungsgröße:	2 St. 25 mL, abgeglichenes Paar