



Sippermodul DR 5000

Artikel-Nr.: LZV485

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Sippermodul zur Serienanalytik mit 1 cm Durchflussküvette (Quarz), Schlauchsatz Silikon

Technische Daten

Anströmgeschwindigkeit:	1 mL/s (nominal)
Gewicht:	1,6 kg
Höhe:	290 mm
Lagerbedingungen:	-17 °C - 60 °C
Lieferumfang:	Sippermodul, Schlauchsatz LZV780
	1 cm Rechteck-Durchflussküvette, Quarz, 160 µl A24209
Maximale Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	95 %
Maximale Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	85 %
Wellenlängen-Bereich:	190 - 1100 nm