



Be Right™



POCKET Colorimeter II Colorimeter Test Kit für Eisen-Analytik

Artikel-Nr.: 5870022

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Klein in der Größe, groß in Zuverlässigkeit und Präzision

Portables Colorimeter für die Bestimmung von Eisen, FerroVer Methode. Im Tragekoffer, komplett mit Test-Reagenzien, Küvetten und Bedienungsanleitung.

Einfach: Alle Funktionen mit nur 4 Tasten abrufbar

Kräftig: Batteriebetrieb für bis zu 2000 Messungen

Klare Anzeige: Selbst unter schwierigen Bedingungen, dank Beleuchtung und großer Zahlen auf dem Display

Zuverlässige Ergebnisse auch ohne Netzanschluss

Robuste Konstruktion trotz Leichtgewicht

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Anzahl Bestimmungen:	100
Anzeige:	LCD, mit Hintergrundbeleuchtung
Detektor:	Silikon-Detektor
Gehäuse-Schutzklasse:	IP67 (gilt nicht für das Batteriefach)
Gewährleistung:	2 Jahre
Gewicht:	0,23 kg
Kleinste Schrittweite:	0.01
Koffertyp:	D
Konformität:	CE
Küvetten-Kompatibilität:	1 Zoll Rund- / 1 cm Rechteckküvette (mit Adapter)
Lamp Type:	Lichtemittierende Diode (LED)
Messbereich:	0.02 - 5.00 mg/L Fe
Methode:	FerroVer (Gesamt Eisen)
Methode (Nummer):	8008
Parameter:	Eisen, mittlerer Messbereich
Wellenlänge:	Fixed wavelength \pm 2 nm varies with model

Wellenlängen-Genauigkeit:

Feste Wellenlänge ± 2 nm (abhängig vom Geräte-Modell)