



Sension+ Multisensor für pH, LF, O₂ gelöst, Temp.

Artikel-Nr.: LZW5049.97.0002
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Sensor für die Bestimmung von pH, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff. Für Multimeter SENSION+ MM156 / MM156 DL.

Determine multiple parameters in the field with one electrode

No need for heavy sondes or numerous electrodes to measure multiple parameters in the field. Hach Sension+ multi-parameter portable electrodes' innovative designs house multiple sensing elements in one electrode body.

Low maintenance design for a variety of applications

Non-refillable gel reference electrolyte provides accurate, stable results without concerns for repeated maintenance

Ultra portable but protected against harsh field conditions

Resilient polycarbonate body, heavy-duty handle, and durable MP8 connector ensures protected, repeatable performance in the field

Heavy-duty electrode handle design optimized for field calibration and storage

Hach's Sension+ portable electrodes' calibration and storage tubes screw directly onto the portable electrodes' heavy-duty handle. This design is ideal for field calibration and transport as it provides a secure interface between the electrode and calibration/storage tube as well as reducing the risk of contamination in field conditions.

Technische Daten

Betriebsbedingungen:	0 - 50 °C
Elektroden-Anschluss:	Sension+ MP8
Gewährleistung:	6 Monate
Inhalt:	Enthält: Sension+ 5049 tragbare Multiparameterelektrode (pH, EC, DO) und Basis-Benutzerhandbuch.
Messbereich:	0.03 mg/L - saturation
Messbereich (2):	0 - 14 pH
Messbereich (3):	5 - 30,000 µS/cm
Parameter:	pH, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff
Typ:	Portable

Inhalt

Enthält: Sension+ 5049 tragbare Multiparameterelektrode (pH, EC, DO) und Basis-Benutzerhandbuch.