



Sension+ Referenz-Elektrode für ISE, Keramikdiaphragma, Bananenstecker

Artikel-Nr.: **LZW5044.97.0002**
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Referenz-Elektrode für Ionenselektive Messungen. Ag/AgCl mit Lithiumacetat 0,1 M und Keramikdiaphragma. Mit 1 m Kabel und Bananenstecker.

Technische Daten

Abmessungen (D x L):	12 mm x 120 mm
Diaphragma:	Keramik
Elektroden-Anschluss:	Bananenstecker
Elektroden-Typ:	Labor Referenz
Elektrolytlösung:	LZW9901.99
Gewährleistung:	6 Monate
Kabellänge:	1 m
Länge:	120 mm
Material:	Glas
Parameter:	Reference ISE
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Doppelkammer Referenz-Elektrode für ISE Elektroden, großes Keramik-Diaphragma
Temperaturbereich:	0 - 60 °C
Typ:	Lab, reference for ISE