



Be Right™



Sension+ Paket für die Chlorid-Analyse

Artikel-Nr.:

LZW9652AP.97.02 **Gefahrstoffe**

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Set enthält: 9652C ISE Elektrode für Chlorid (LZW9652C.97.002), Chlorid-Standard, 100 mg/L (2370853), Chlorid-Standard, 1.000 mg/L (18349), Chlorid-ISA-Pulverkissen (2318069)

Quasi wartungsfrei

Das Festkörper-Design des Sensors ermöglicht die TROCKENE Lagerung der ISE ohne Verfallsdatum oder Membranaustausch.

Bietet bei vielen Arten von Proben eine schnelle, stabile und genaue Reaktion

Technische Daten

Abmessungen (D x L):	12 mm x 120 mm
Elektroden-Anschluss:	BNC Connector
Gewährleistung:	6 Monate
Inhalt:	Das Kit enthält: Sension+ 9652C Kombi-Chlorid-ISE (Nr. LZW9652C.97.002), zwei Hach Chlorid-Standardlösungen (100 mg/L (1 L, Nr. 2370853) und 1000 mg/L (500 mL, Nr. 18349)), Hach Chlorid-Ionenstärke-Einsteller (ISA) Pulverkissen (Packung mit 100 Stück, Nr. 2318069) und ISE Basic User Manual.
Kabellänge:	1 m
Länge:	120 mm
Parameter:	Chlorid
Temperaturbereich:	5 - 50 °C
Typ:	Lab ISE analysis package

Inhalt

Das Kit enthält: Sension+ 9652C Kombi-Chlorid-ISE (Nr. LZW9652C.97.002), zwei Hach Chlorid-Standardlösungen (100 mg/L (1 L, Nr. 2370853) und 1000 mg/L (500 mL, Nr. 18349)), Hach Chlorid-Ionenstärke-Einsteller (ISA) Pulverkissen (Packung mit 100 Stück, Nr. 2318069) und ISE Basic User Manual.

Erforderliches Zubehör

- Ionenstärkereglere Chlorid ISE, 100 Pulverkissen (Item 2318069)