



Be Right™



## pH Elektrode 5336T mit Pt1000, 3 Diaphragmen, 0- 80 °C, 6 bar, MP-4 Stecker

Artikel-Nr.: LZU5336T.97.002  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

pH Elektrode 5336 mit integriertem Pt1000 Temperatursensor, Gel-Elektrolyt und MP-4 Stecker. 0 - 14 pH, 0 - 80 °C, bis zu 6 bar. 3 Keramik-Diaphragmen.

Geeignet für Schwimmbäder, Trinkwasser, Rauchgasreinigung, Kesselwasser, Kläranlagen-Abläufe etc.

---

### Technische Daten

Diaphragma:	3x Keramik
Druckbereich:	bis zu 6 bar
Durchmesser:	12 mm
Elektrolyt:	Gel
Gewährleistung:	6 Monate
Kabelverbindung:	MP-4
Länge:	120 mm
Material:	Sensor: Glas
Messbereich pH:	0 - 14 pH
Parameter:	pH
Reference system:	Gekapselte Ag/AgCl Kristalle
Temperatur-Sensor:	Pt1000
Temperaturbereich:	0 - 80 °C