



Be Right™



Redox Platin-Elektrode 5355, Festelektrolyt, 0-80 °C, 2 bar, S8 Stecker

Artikel-Nr.: LZU5355.97.0002

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Redox Platin-Elektrode 5355 mit Festelektrolyt und S8 Stecker. ± 2000 mV, 0 - 80 °C, bis zu 2 bar. Offenes Diaphragma.

Geeignet für Abwasser, verschmutztes Wasser etc.

Technische Daten

Diaphragma:	Offenes Diaphragma
Druckbereich:	bis zu 2 bar
Elektrolyt:	Polymer
Gewährleistung:	6 Monate
Kabelverbindung:	S8
Länge:	120 mm
Material:	Sensor: Glas/Pt
Messbereich:	± 2000 mV
Reference system:	Gekapselte Ag/AgCl Kristalle
Temperaturbereich:	0 - 80 °C