



pH Elektrode 5364, für anspruchsvolle Medien, 0-130 °C, 6 bar, sterilisierbar, S8 Stecker

Artikel-Nr.:	LZU5364.97.0002
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Sterilisierbare pH Elektrode 5364 mit Polymer-Elektrolyt und S8 Stecker. 0 - 14 pH, 0 - 130 °C, bis zu 6 bar. Offenes Diaphragma.

Technische Daten

Diaphragma:	Offen, 2 Seitenteile
Druckbereich:	bis zu 6 bar
Durchmesser:	12 mm
Elektrolyt:	Polymer
Gewährleistung:	6 Monate
Kabelverbindung:	S8
Länge:	120 mm
Material:	Sensor: Glas
Messbereich pH:	0 - 14 pH
Parameter:	pH
Reference system:	Gekapselte Ag/AgCl Kristalle
Temperaturbereich:	0 - 130 °C