




EVITA OXY 1100 Membran 25 µm für Sauerstoff-Sensor, 1 Stück

Artikel-Nr.:

085G0021

CHF Preis:
Verfügbar

Kontakt

Empfohlen für Messbereich 0,002-2 mg/L DO.

Technische Daten

Ansprechzeit:	7 s
Dicke (Membran):	25 µm
Entsorgung:	EVITA OXY 1100 Sensor ist als gewöhnlicher Industrieabfall zu entsorgen
Messbereich:	0,002 - 2 mg/L
Volumen / Packungsgröße:	pk/1