



Be Right™



## EVITA OXY 1100 Membran 50 µm für Sauerstoff-Sensor, 1 Stück

Artikel-Nr.: 085G0022

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Empfohlen für Messbereich 0,1-10 mg/L DO.

---

### Technische Daten

Ansprechzeit:	22 s
Dicke (Membran):	50 µm
Entsorgung:	EVITA OXY 1100 Sensor ist als normaler Industrieabfall zu entsorgen
Messbereich:	0,1 - 10 mg/L empfohlen
Volumen / Packungsgröße:	pk/1