



Be Right™



EVITA OXY 1100 Membran 125 µm für Sauerstoff-Sensor, 1 Stück

Artikel-Nr.: 085G0023

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Empfohlen für Messbereich 2-50 mg/L DO.

Technische Daten

Ansprechzeit:	110 s
Bemerkungen:	Dieser Sensor ist ein Teil des EVITA OXY 4100 und OXY 4150 Sensors
Dicke (Membran):	125 µm
Entsorgung:	EVITA OXY 1100 Sensor darf als ordentlicher Industrieabfall entsorgt werden
Messbereich:	2,0 - 50 mg/L (ppm) empfohlener Wert um die Lebensdauer zu erhalten
Volumen / Packungsgröße:	pk/1