



Be Right™



EVITA OXY 1100 Membran 25 µm für Sauerstoff-Sensor, 5 Stück

Artikel-Nr.: 085G0024

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Empfohlen für Messbereich 0,002-2 mg/L DO.

Technische Daten

Ansprechzeit:	7 s
Dicke (Membran):	25 µm
Entsorgung:	OXY 1100 Sensor darf als gewöhnlicher Industrieabfall entsorgt werden
Messbereich:	0,002 - 2 mg/L
Volumen / Packungsgröße:	pk/5