



Be Right™



EVITA OXY 1100 Membran 50 µm für Sauerstoff-Sensor, 10 Stück

Artikel-Nr.: 085G0027

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Empfohlen für Messbereich 0,1-10 mg/L DO.

Technische Daten

Ansprechzeit:	22 s
Bemerkungen:	Zubehörteil von Messwertaufnehmer EVITA OXY 4100 und EVITY OXY 4150.
Dicke (Membran):	50 µm
Entsorgung:	EVITA OXY 1100 Sensor ist als normaler Industrieabfall zu entsorgen
Messbereich:	0,1 - 10 ppm empfohlen
Volumen / Packungsgröße:	pk/10