



Nitrat-Standard, 400 mg/L NO₃ (90,4 mg/L NO₃-N), 500 mL

Artikel-Nr.:	LCW863
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Standardlösung für Online-Nitratbestimmung

Technische Daten

Konzentration:	400 mg/L NO ₃ (90,4 mg/L NO ₃ -N)
Messgerät:	Nitratax
Parameter:	Nitrat
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL