



Be Right™



Eisen Reagenz Pulverkissen (TPTZ), 0,012-1,800 mg/L Fe

Artikel-Nr.: 2275699

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Eisen in niedrigen Konzentrationen. Für 25 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	TPTZ
Methode (Nummer):	8112
Parameter:	Eisen
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.