



Be Right™



Eisen Reagenz (TPTZ), Accuvac, 0,012-1,800 mg/L Fe

Artikel-Nr.: 2510025

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 2608799

Amullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Bestimmung von Eisen nach der TPTZ Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Messbereich:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Messgerät:	Alle außer DR/820
Methode:	TPTZ
Methode (Nummer):	8112
Parameter:	Eisen
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 /pk