



Eisen(II) Reagenz, Accuvac, 0,02-3,00 mg/L Fe (II)

Artikel-Nr.: 2514025

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 103769

Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Bestimmung von Eisen (II) nach der Phenanthrolin-Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Messbereich:	0,02 - 3,00 mg/L Fe ²⁺
Messgerät:	Alle außer PC II
Methode:	1,10 Phenanthrolin
Methode (Nummer):	8146
Parameter:	Eisen
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 /pk