



**Be Right™**



## **Molybdän 1 Reagenz Pulverkissen, 100 St.**

**Artikel-Nr.:** 2352449

**CHF Preis:** Kontakt

**Verfügbar**

---

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Molybdän, 0,02 - 3,00 mg/L Mo. Für 20 mL Probe.

### **Technische Daten**

Anzahl Bestimmungen:	100
Methode:	Ternary Complex
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.