



Be Right™



CuVer 1 Kupfer Reagenz Pulverkissen, 0,04-5,00 mg/L Cu

Artikel-Nr.:

1418899

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kupfer, Bicinchoninat-Methode. Für 25 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	Bicinchoninate
Methode (Nummer):	8506
Parameter:	Copper
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.