



Be Right™



PAN Indikator Lösung, 0,1 % (50 mL)

Artikel-Nr.:

2122426

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Colorimetrisches Reagenz für die Bestimmung von Mangan in niedrigen Konzentrationen.

Technische Daten

Messbereich:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Methode:	PAN
Methode (Nummer):	8149
Parameter:	Manganese
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	50 mL