



Be Right™



Pulverreagenz, Kupfer-Maskierung, 25 mL Probe, 100 St.

Artikel-Nr.: 2187399

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kupfer nach der Porphyrin-Methode, 2 - 210 µg/L Cu. Für 25 mL Probe.

Technische Daten

Methode:	Porphyrin
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 /pk