



Be Right™



Reagent set, zinc, zincon, 50 mL

Artikel-Nr.: 2244800

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Zink mit der Zincon-Methode. Für 50 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,01 - 2,00 mg/L Zn
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	Zincon
Parameter:	Zink