



Be Right™



Mangan Reagenziensatz, Pulverkissen, 0,1-20,0 mg/L Mn

Artikel-Nr.: 2430000
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Pulverreagenzien in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von löslichem Mangan nach der Periodat-Oxidations-Methode. Für 10 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
Messgerät:	All except DR/3000, DR/2000
Methode:	Periodat Oxidation
Methode (Nummer):	8034
Parameter:	Mangan
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	10 mL