



Be Right™



Kupfer Reagenz, Accuvac, 0,04-5,00 mg/L Cu

Artikel-Nr.:

2504025

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 2188299

Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden.

Für die Bestimmung von Kupfer in Gegenwart von hohen Aluminium-/Calcium- & Eisen-Konzentrationen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Messbereich:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Messgerät:	Alle außer DR/850, DR/820
Methode:	Bicinchoninat
Methode (Nummer):	8026
Parameter:	Kupfer
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 /pk