



Be Right™



Hexamethylenetetramin Puffer Pulverkissen, 100 Stück

Artikel-Nr.:

2603999

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Aluminium-Bestimmung nach der ECR-Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,002 - 0,250 Al
Methode:	Eriochrome Cyanine R
Methode (Nummer):	8326
Parameter:	Aluminium
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.