



Be Right™



## Titrationkartusche (Digital Titrator) Quecksilbernitrat, 0,2256 N, 1 Stück

Artikel-Nr.:

1439301

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Gebrauchsfertige Titrierlösung für die Chlorid-Bestimmung (Quecksilbernitrat-Methode), 10 - 8000 mg/L Cl<sup>-</sup>.

Ungefähr 40-100 Bestimmungen.

**Genaue Ergebnisse wann und wo sie benötigt werden**

**Schnell und flexibel**

**Vielseitig einsetzbar**

**Kostengünstig**

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
Messbereich:	10 - 160 mg/L Cl <sup>-</sup>
Methode:	Quecksilbernitrat
Methode (Nummer):	8206
Parameter:	Chlorid
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0,2256 N Hg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>