



Be Right™



Titrationkartusche Schwefelsäure (DT) 0,1600 N, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1438801

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Gebrauchsfertige Titrierlösung für die Bestimmung der Alkalinität und Gesamt-Alkalinität, 10 - 160 mg/L CaCO₃

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Methode:	Phenolphthalein
Methode (Nummer):	8203
Parameter:	Alkalinity, Total
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	0.1600 N H ₂ SO ₄