



Be Right™



Freies Chlor, TNT, 0,09 - 5,00 mg/L Cl₂

Artikel-Nr.:

2105545

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Messbereich:	0,09 - 5,00 mg/L Cl ₂
Messgerät:	DR 900
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	10102
Parameter:	Chlor
Plattform:	Test 'N Tube
Volumen / Packungsgröße:	50 /pk