



Be Right™



## Natriumthiosulfat-Standardlösung, 0,0246 N, 100 mL (Tropfflasche)

Artikel-Nr.: 2409232

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Stabilisierter Natriumthiosulfat-Titrant für die Chlor-Bestimmung mittels iodometrischer Titration. 100 mL Tropfflasche.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:

Unterschiedlich

Methode:

Iodometrische Titration

Plattform:

Lösung