



Be Right™



Freies Chlor Reagenz Pulverkissen, DPD (1000 St.)

Artikel-Nr.: 1407728

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von freiem Chlor bis zu 3,5 mg/L Cl₂.

Für 5 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C
Methode:	DPD
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	5 mL