



Be Right™



Zitronensäure Pulverkissen

Artikel-Nr.: 1454999

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Kieselsäure in hohen Konzentrationen, Silicomolybdat-Methode.

Für 5 ml Probe.

For silica determination with Hach visual test kits. Sample Size: 5 mL, pk/100.

Technische Daten

Plattform: Pulverkissen

Volumen / Packungsgröße: 100 St.