



Kieselsäure Reagenzien-Set, 3-1000 µg/L SiO₂

Artikel-Nr.:

2581400

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Kieselsäure-Konzentrationen im Spurenbereich nach der Heteropolyblau-Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40
Messbereich:	3 - 1000 µg/L SiO ₂
Messgerät:	Alle außer DR/3000, DR/800, PC II
Methode:	Heteropolyblau
Methode (Nummer):	8282
Parameter:	Kieselsäure
Plattform:	Lösung
Probenvolumen:	25 mL
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	UL, 40 tests