



CSB TNT, quecksilberfrei, 0-150 mg/L O₂

Artikel-Nr.:

2345852

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 (1 Küvette für Blindwert-Bestimmung erforderlich)
Bemerkungen:	16 mm HACH Küvette, nicht auswertbar mit DR 2700 / DR 2800 / DR 3800 / DR 5000
Beschreibung:	Chemischer Sauerstoffbedarf
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C (lichtgeschützt lagern)
Messbereich:	25 - 150 mg/L O ₂
Messgerät:	DR 900
Methode:	Dichromat ohne Quecksilber
Methode (Nummer):	8000
Parameter:	CSB
Plattform:	Test 'N Tube