



Be Right™



BSB-Nährstoff-Pufferkissen, 3 L, 50 Stück

Artikel-Nr.: 1486166
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Für die Zubereitung von BSB5-Verdünnungswasser. Jedes Kissen enthält sowohl den APHA-spezifizierten Puffer als auch Nährstoffe für die Zubereitung von 3 Liter Verdünnungswasser. Packung mit 50 Kissen.

Technische Daten

Anwendung:	Zubereitung von Verdünnungswasser
Beschreibung:	Nährstoffe und Puffer
Chemische Formel:	Nährstoffe & Puffer
Einheiten:	50/pk
Gebindeeinstellungen:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	50 Stück