



Pufferlösung Sulfat, 500 mL

Artikel-Nr.: 45249

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Für die Bestimmung von Detergentien (Labor-Test Sulfattyp, pH $2,0 \pm 0,1$ nach 1:30 Verdünnung), 0,002-0,275 mg/L LAS, und Selen, 0,01-1,00 mg/L Se.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Methode:	Crystal Violett
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL