



Be Right™



Formaldehyd Reagenziensatz, 3-500 µg/l CH₂O

Artikel-Nr.: 2257700

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Formaldehyd, Colorimetrische Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	3 - 500 µg/L CH ₂ O
Messgerät:	Alle außer DR/800, PC II
Methode:	MBTH
Methode (Nummer):	8110
Parameter:	Formaldehyd