



Be Right™



TOC (Austreibmethode) TNT, 100-700 mg/L C

Artikel-Nr.: 2760445
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Küvetten-Test (Ø 16 mm) komplett ausgestattet mit allen Reagenzien, optimiert für sichere Ergebnisse und einfache Durchführung. TNT = Test 'N Tube

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25 - 50
Aufschluss erforderlich:	Yes
Bemerkungen:	16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden. Bei Fragen hilft Ihnen das Hach Tech Support Team gerne weiter.
Messbereich:	100 - 700 mg/L C
Messgerät:	DR 900
Methode:	Direkt (Austreibmethode)
Methode (Nummer):	10128
Parameter:	TOC
Plattform:	Test 'N Tube