



Be Right™



## Chlorid Reagenziensatz, 10-8000 mg/l Cl

Artikel-Nr.:

2272600

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Für die Quecksilbernitrat Digital Titrator Titration.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	10 - 8000 mg/L Cl <sup>-</sup>
Methode:	Mercuric Nitrate Titration
Methode (Nummer):	8206
Plattform:	Digital Titrator