



Be Right™



CyaniVer 5 Cyanid Reagenz-Pulverkissen, 100 Stück

Artikel-Nr.:

1404169

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Cyanid, Pyridin-Pyrazalon Methode. Für 25 mL Probe.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Anzahl Bestimmungen: | 100 |
| Methode: | Pyridin-Pyrazalon |
| Methode (Nummer): | 8027 |
| Parameter: | Cyanid |
| Plattform: | Pulverkissen |
| Volumen / Packungsgröße: | 100 St. |

Erforderliches Zubehör

- CyaniVer 3 Cyanid Reagenz Pulverkissen, 100 Stück (Item 1403969)
- CyaniVer 4 Cyanid Reagenz Pulverkissen, 100 St. (Item 1404099)