



Be Right™



## Cyanid Reagenziensatz, Pulverkissen, 0,002-0,240 mg/L CN<sup>-</sup>

Artikel-Nr.:

2242800

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Cyanid, Pyridin-Pyrazalon Methode. Für 25 mL Probe.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,002 - 0,240 mg/L CN <sup>-</sup>
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	Pyridin-Pyrazalon
Methode (Nummer):	8027
Plattform:	Pulverkissen
Probenvolumen:	25 mL