



Multiparameter Qualitätskontroll-Standard (500 mL)

Artikel-Nr.: 2833149

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Qualitätskontroll-Standard (Abwasser-Zulauf) für die Parameter Ammonium, Nitrat, Phosphat, CSB, Sulfat und TOC.

Die Standard-Lösung enthält folgende Konzentrationen:

Ammonium: 15 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$

Nitrat: 10 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$

CSB: 500 mg/L O_2

Phosphat: 10 mg/L PO_4

Sulfat: 400 mg/L SO_4

TOC: 161 mg/L C

Technische Daten

Konzentration: Nitrat 10 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$

Parameter: Mixed

Plattform: Lösung