



Be Right™



## STABLCAL Trübungsstandard Kalibrier-Set für 2100P

Artikel-Nr.: 2659410

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



4 gebrauchsfertige, stabilisierte Formazin Primärstandard-Lösungen in Flaschen. Das Set enthält je 100 ml der folgenden Konzentrationen: <0,1, 20, 100, 800 NTU.

---

### Technische Daten

Konzentration: < 0,1, 20, 100, 800 NTU

Volumen / Packungsgröße: Set