



Stablcal Stabilisierter Formazin Trübungsstandard, 1,0 NTU, 100 mL

Artikel-Nr.: 2659842
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Gebrauchsfertige, stabilisierte Primärstandard-Lösung 1,0 NTU, 100 mL Flasche.

Für alle Trübungsmessgeräte geeignet. USEPA zugelassen für Kalibrierungen. Für TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN series.

Präzise, vorgefertigte Formazin-Lösungen

Mit eigener Herstellungstechnologie fertigt Hach Stablcal Standards in genauen Konzentrationen innerhalb eines großen Konzentrationsbereichs an, und ermöglicht damit präzise Kalibrierungen der Trübungsmessgeräte.

Basierend auf Formazin-Primärstandards

Die Stablcal Standards mit stabilisiertem Formazin enthalten dasselbe lichtstreuende Polymer wie herkömmliche Formazin-Primärtrübungsstandards – bei ebenso guten Ergebnissen.

Sehr hohe Stabilität spart Zeit und Aufwand

Formazin-Primärstandards können zwar direkt im Labor angefertigt werden, aber der Prozess ist arbeitsintensiv und zeitraubend, und die verdünnten Standards sind instabil. Stablcal stellt eine stabilisierte Version des Formazins dar. Es ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse ohne den Zeit- und Arbeitsaufwand, der sonst für die Aufbereitung von Standards im Labor erforderlich ist.

Sicherheit für Ihre Trübungsmessergebnisse

Hach war vor über 40 Jahren das erste Unternehmen, das Formazin als Trübungsstandard für die Trinkwasserindustrie anbot. Hinter den Stablcal Standards steht jahrzehntelange Erfahrung in der Trübungsmessung.

Technische Daten

Konzentration: 1 NTU
Plattform: Lösung