



Be Right™



## STABLCAL Trübungsstandard Kalibrier-Set für 2100N/N IS

Artikel-Nr.: 2662100

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



5 gebrauchsfertige, stabilisierte Formazin Primärstandard-Lösungen in Flaschen. Das Set enthält je 500 mL der folgenden Konzentrationen: <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU.

---

### Technische Daten

Konzentration: < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU

Volumen / Packungsgröße: Set